

# Messprotokoll - personenbezogene Radon Messung

## 1. Messanleitung:

1. Messbeginn durch Entnahme der Messgeräte aus der radondichten Verpackung (Verpackung aufbewahren)
2. Das **Personen-Dosimeter PD** ist an der Arbeitsbekleidung zu befestigen. Die täglichen Tragezeiten notieren Sie in der Tabelle zur Arbeitszeiterfassung.  
Das PD verbleibt außerhalb der Arbeitszeiten ausnahmslos neben dem Referenz-Exposimeter.  
Das Messgerät nicht mit der Kleidung waschen!
3. Das **Referenz-Exposimeter PRD** ist dort aufzustellen, wo die Personen-Dosimeter **außerhalb** der Arbeitszeit aufbewahrt werden, z.B. Umkleieraum, Büro, Kfz oder unter Freiluft-Bedingungen. Legen oder hängen Sie das PRD an eine sichere Stelle, wo es für die gesamte Messdauer verbleiben kann.
4. Die Messzeit beträgt 12 Monate, wobei ein Dosimeter PD max. 6 Monate verwendet werden kann. Die gesetzlichen Vorgaben von 1 Jahr werden auch durch mehrere, aufeinander folgende Einzelmessungen erfüllt.
5. Nach Ende der Messdauer die Messgeräte in deren original radondichten Verpackung und dieses ausgefüllte Protokoll an das ALTRAC Prüflabor in **Striegistal** senden.

## 2. Tragezeit in Stunden

Messung vom ..... bis .....

Name des Anwenders ..... Nummer des PD .....

Referenzort ..... Nummer des PRD .....

Summe Arbeitszeit ..... (in Stunden & Minuten) über den gesamten Messzeitraum.

## 3. Hinweis zum Datenschutz

Die hier erhobenen Daten werden nur zur Bearbeitung dieses Prüfauftrages verwendet. Eine Veröffentlichung oder Weitergabe der Daten und Prüfergebnisse an Dritte erfolgt nicht.

## 4. Erklärung

Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass ich die Messanleitung eingehalten habe und die von mir gemachten Angaben richtig sind.

.....  
Ort, Datum

.....  
Unterschrift



**Prüflabor ALTRAC**  
**z.Hd. Herrn Thomas Klöpzig**  
**Dittersdorfer Str. 5**  
**09661 Striegistal**